



Sension+ Electrode combinat de pH (probe dificile)

Nr. produs: LZW5021T.97.002

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Electrod de pH cu lichid (permite reumplerea) cu diagramă cu protecție. Compensare automată a temperaturii. Corp din sticlă. Domeniu între 0 și 14 pH, între 0 și 60 °C. Cablu de 1 m. Pentru instrumentele de laborator.

Acest electrod este potrivit pentru probele cele mai dificile, de ex. pentru probe cu legături ionice slabe, creme, emulsii, probe extrem de vâscoase, vinuri, vopsea și probe cu coloizi. Cartușul cu protecție asigură stabilitatea electrodului de referință.

Fast responding

Large cylindrical pH glass membrane, sleeve diaphragm.

High stability and long lifetime

Encapsulated Ag/AgCl reference system

Automatic temperature compensation

Built-in Pt1000 temperature sensor.

Specificații

Acuratete:	pH 0,002 cu aparat de măsurat pH31
Caracteristici speciale:	Racord cu protecție, fără depuneri, pentru legături ionice slabe.
Conector:	BNC for pH + Banana for Pt 1000
Dimensiuni (A x L):	12 mm x 130 mm
Domeniu de măsurare:	0 - 14 pH
Domeniu de temperatură:	Utilizare continuă: 0 – 60 °C
Garanție:	6 luni
Jonctiune proba:	Deschis, cu protecție
Lungime:	130 mm
Lungime cablu:	1 m
Material:	Corpul senzorului: sticlă
Parametru:	pH
Senzor de temperatura:	Pt 1000
Soluție de umplere:	LZW9500.99
Termistor:	Pt1000
Tip electrod:	Laborator

Tip senzor:

Sticlă