



pH electrode 5300, plastic, gel electrolyte, 0-80 °C, 6 bar, S8 screw head

Nr. produs: LZU5300.97.0002

RON Preț (fără TVA): Contact

Nu este afișată data expedierii

Low cost pH electrode with plastic body, gel electrolyte, S8 screw head. 0 - 14 pH, 0 - 80 °C, up to 6 bar. 1x ceramic diaphragm.

Applications: swimming pools, drinking water, aqueous samples

in general.

Specificații

Conexiunea cablului:	S8
Diafragma:	Ceramic
Diametru:	12 mm
Domeniu de temperatură:	0 - 80 °C
Electrolit:	Gel
Garanție:	6 luni
Interval de presiune:	Up to 6 bar
Lungime:	120 mm
Material:	Sensor: outer PC / inner glass
Measuring range pH:	0 - 14 pH
Parametru:	pH
Reference system:	Ag/AgCl wire