



Plicuri cu reactiv soluție FerroZine pentru fier, 0,009-1,400 mg/L Fe

Nr. produs:

230166

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea fierului solubil feric (Fe^{3+}) și feros (Fe^{2+}), la niveluri de urme.

Reactivul FerroZine pentru fier se utilizează pentru determinarea fierului solubil feric (Fe^{3+}) și feros (Fe^{2+}). Pentru complexele de fier puternic chelatizate (cum sunt cele cu EDTA) și pentru fierul total este necesară digestia. Pentru analiza fierului la nivel de urme. 50 per pachet

Specificații

Cantitate:	50 per pachet
Domeniu de măsurare:	0,009 - 1,400 mg/L Fe
Instrument:	Toate, exceptând DR 900, PC II
Numar metoda:	8147
Numar teste:	50
Nume metoda:	FerroZine
Parametru:	Fier