



Reagent powder pillows, FerroVer iron, 10 mL, pk/1000

Nr. produs:

2105728

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Powder reagent in sealed package, pk/1000. For 10mL sample.

Specificații

Cantitate:	1000 /pk
Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Domeniu de măsurare:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
EPA compliant:	Da
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8008
Numar teste:	1000
Nume metoda:	FerroVer
Parametru:	Iron
Platforma:	Pernu#e cu pudră