



Fiole Accuvac cu reactiv FerroVer pentru fier, pachet de 25

Nr. produs:

2507025

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Fiolele Accuvac conțin cantitatea exactă de reactiv pentru un singur test și pot fi utilizate cu rol de cuvete de testare. Pentru determinarea fierului total dizolvat, precum și a compușilor cu fier complexat, prin metoda cu 1,10 fenantrolină.

Specificații

Cantitate:	per pachet
Domeniu de măsurare:	0,02 - 3,00 mg/L Fe
EPA compliant:	Da
Numar metoda:	8008
Numar teste:	25
Nume metoda:	FerroVer
Parametru:	Fier
Platforma:	Accuvac