



Set de reactivi pentru molibden, valori scăzute, 20 ml

Nr. produs:

2449400

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea molibdenului, metoda complexului ternar. Pentru probă de 20 ml.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,02 - 3,00 mg/L Mo
Domeniu de masurare :	20 mL
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000, DR/820
Numar metoda:	8169
Numar teste:	100
Nume metoda:	Complex ternar
Parametru:	Molibden, molibdați