



Plicuri cu reactiv pulbere ZincoVer 5 pentru zinc

Nr. produs:

1403268

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanșe pentru determinarea zincului. Pentru probă de 50 mL.

Specificații

Cantitate:	25/pachet
Domeniu de măsurare:	0,01 - 2,00 mg/L Zn
EPA compliant:	Da
Numar metoda:	8009
Numar teste:	25
Nume metoda:	Zincon
Parametru:	Zinc
Platforma:	Pernu#e cu pudră