



## Set de reactivi LeadTrak(TM), metoda extracției rapide în coloană, 20 de teste

**Nr. produs:**

**2375000**

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Plumbul solubil în acid dintr-o probă de apă potabilă este întâi concentrat într-un extractor rapid în coloană. Apoi, plumbul este eluat din extractor și determinat colorimetric cu un indicator.

Set de reactivi pentru determinarea plumbului prin metoda de extracție rapidă în coloană LeadTrak<sup>™</sup>. Metoda Hach 8317. Interval: între 5 și 150 µg/l sub formă de Pb. Dimensiunea probei: 100 ml. 20 de teste/set de reactivi.

---

### Specificații

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Domeniu de măsurare: | 5 - 150 µg/L Pb         |
| Instrument:          | Toate, exceptând DR/800 |
| Numar metoda:        | 8317                    |
| Numar teste:         | 20                      |
| Nume metoda:         | LeadTrak                |
| Parametru:           | Plumb                   |
| Shipping Method:     | Lead Reagent set        |