



Set de reactivi pentru mangan, valori ridicate, 10 ml

Nr. produs:

2430000

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactivi pulbere în pachete etanșe pentru determinarea manganului solubil, metoda oxidării cu periodat. Pentru probă de 10 ml. 100 de teste

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,1 - 20,0 mg/L Mn
EPA compliant:	Da
Instrument:	All except DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8034
Numar teste:	100
Nume metoda:	Oxidare cu periodat
Parametru:	Mangan
Platforma:	Pernu#e cu pudră
Volum probă:	10 mL