



Soluție etalon de acid sulfuric, 0,020 N (N/50), 1 l

Nr. produs:

20353

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Soluție etalon de acid sulfuric, 0,020 N (N/50), 1 l

Specificații

Aplicatie:	Eliminarea clorului
Cantitate:	1 l
Concentratie:	0,020 N
Descriere:	Îndepărtați substanța care interferează
Domeniu de măsurare:	0 - 10
Domeniu de masurare :	0 - 5000 mg/L CaCO ₃
EPA compliant:	Da
Formula:	H ₂ SO ₄ 0.02 N
Numar metoda:	8289 (bază)
Package settings:	Recipient
Parametru:	Alcalinitate
Platforma:	Solu#ie