



Sulfuric acid cartridge for digital titrator, 0.1600 N

Nr. produs:

1438801

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Ready-to-use titrant solution for the determination of alkalinity, 10 - 160 mg/L CaCO₃

Specificații

Domeniu de măsurare:	10 - 160 mg/L CaCO ₃
EPA compliant:	Da
Numar metoda:	8203
Numar teste:	40 - 100
Nume metoda:	Verde de bromcresol/rojo de metilo
Parametru:	Alkalinity
Platforma:	Titratore digital
Titrant:	0.1600 N H ₂ SO ₄