



Cartușe pentru titrator digital cu tiosulfat de sodiu, 0,113 N

Nr. produs: 2267301

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție cu titrant gata pregătit pentru analiza clorului total, 20-2000 mg/l Cl₂.

Pentru determinarea clorului prin titrare iodometrică cu titrator digital. 0,113 N, Cifre x 0,1 = mg/l Cl₂ la o probă de 5 ml, Cifre x 0,000141 = meq. Aproximativ 40-100 de teste

Rezultate precise - când și unde aveți nevoie de acestea

Metodele cu titrator digital utilizează un dispozitiv de dispensare de înaltă precizie și cartușe cu titrant concentrat pentru a permite efectuarea analizelor în laborator, în fabrică sau pe teren.

Rapid și flexibil

Cartușele interschimbabile vă permite să schimbați titranții în decurs de câteva secunde. Nu există biurete de curățare sau clătire.

Versatil

Peste 50 de combinații parametru/interval disponibile

Economic

Titranții concentrați permit 40-100 de titrări tipice per cartuș.

Specificații

Domeniu de măsurare:	20-2000 mg/l Cl ₂
Numar metoda:	8209
Numar teste:	40-100
Nume metoda:	Iodometric
Parametru:	Clor, total
Platforma:	Titrator digital
Titrant:	0,113 N Na ₂ S ₂ O ₃