



Be Right™



Soluție reactiv Freechlor F, 50 ml

Nr. produs:

2964926

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Utilizat pentru a determina clorul liber în prezența manganului, cloraminelor și a altor oxidanți care interferează. Metoda Hach 10241 Necesită reactiv Monochlor F, PN 2802299. Recipient de 50 ml. Aproximativ 100 de teste.

Specificații

Nume metoda:

Freechlor F

Platforma:

Solu#ie