



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 5 ml, pachet de 1000

Nr. produs:

1407728

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului liber prin metoda DPD.

De utilizat cu kiturile de testare vizuală a clorului de la Hach.

Dimensiunea probei: 5 ml. Interval: până la 3,5 mg/l Cl_2 .

Pachet cu 1000 de plicuri cu pulbere.

Fără acid boric!

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de masurare :	5 mL
Numar teste:	1000
Nume metoda:	DPD
Platforma:	Perechi cu pudră