



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 5 ml, pachet de 100

Nr. produs:

1407799

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni



Pentru determinarea clorului liber prin metoda DPD. De utilizat cu kiturile de testare vizuală a clorului de la Hach.

Dimensiunea probei: 5 ml. Interval: până la 3,5 mg/l Cl_2 .

Pachet cu 100 de plicuri cu pulbere.

Fără acid boric!

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de masurare :	5 mL
Numar teste:	100
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Pernu#e cu pudră