



Plicuri cu reactiv DPD pulbere pentru clor liber, 5 ml, pachet de 50

Nr. produs:

2197846

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului liber cu kiturile de testare vizuală a clorului de la Hach - 2060300. Dimensiunea probei: 5 ml. Interval: până la 2,5 mg/l Cl_2 . Pachet cu 50 de plicuri cu pulbere.

Fără acid boric!

Specificații

Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Domeniu de masurare :	5 mL
Numar teste:	50
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Pernu#e cu pudră