



Reactiv DPD pentru clor total, fiolă de rezervă pentru dozatorul Swiftest, 250 de teste

Nr. produs: 2105660
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Produse periculoase



Fiolă de schimb pentru dozatorul de reactiv DPD pentru determinarea clorului total, 0,02-2,00 mg/L Cl₂.

Approximately 250 tests

Specificații

Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8167
Numar teste:	250
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, total
Platforma:	Swiftest