



Reactiv DPD pentru clor liber, dozator Swiftest

Nr. produs:

2802300

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului liber prin metoda DPD, 0,02-2,00 mg/l Cl₂.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8021
Numar teste:	Approximately 250
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, liber
Platforma:	Swiftest