



Reactiv DPD pentru clor total, dozator Swiftest

Nr. produs:

2802400

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea clorului total, 0,02-2,00 mg/l Cl₂ și 0,02-4,50 mg/L Cl₂.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0.02 - 2.00 mg/L Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,02 - 4,50 mg/L Cl ₂
Instrument:	Toate, exceptând DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8167
Numar teste:	Approximately 250
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, total
Platforma:	Swiftest

Accesorii necesare

- Reactiv DPD pentru clor total, fiolă de rezervă pentru dozatorul Swiftest, 250 de teste (Item 2105660)