



Reactiv pentru clor total, fiole Accuvac, DPD, pachet de 25

Nr. produs:

2503025

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Fiolele conțin cantitatea exactă de reactiv pentru un singur test și pot fi utilizate ca o cuvă de măsurare. Pentru determinarea clorului total, 0,02-2,00 mg/l Cl₂, a bromului, 0,05-4,50 mg/l Br₂ și a iodului, 0,07-7,00 mg/l I₂.

Specificații

Cantitate:	25 per pachet
Domeniu de măsurare:	0,02-2,00 mg/l Cl ₂
Domeniu de masurare :	0,07-7,00 mg/l I ₂
EPA compliant:	Da
Instrument:	Toate
Numar metoda:	8167 clor
Numar teste:	25
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor, brom, iod total
Platforma:	Accuvac