



Soluție indicatoare roșu de fenol, 50 ml, clasă spec.

Nr. produs: 2657512

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Standardizat pentru determinarea colorimetrică a pH-ului. Clasă spec. Interval: pH 6,5-8,5.

Specificații

Cantitate:	50
Domeniu de măsurare:	6.5 - 8.5 unități
Numar teste:	50 mL
Nume metoda:	Colorimetrică cu roșu de fenol
Parametru:	pH
Platforma:	Solu#ie
Volum:	clasă spec.