



Reactiv HydraVer 2 pentru hidrazină, 100 mL

Nr. produs:

179032

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea hidrazinei, metoda cu p-dimetilaminobenzaldehidă. Pentru probă de 10 mL. Recipient de 100 mL.

Specificații

Cantitate:	100 mL
Condiții de depozitare:	10 °C - 25 °C
Descriere:	Reactiv HydraVer 2 pentru hidrazină
Domeniu de măsurare:	4 - 600 µg/L N ₂ H ₄
Instrument:	Toate, exceptând DR/850, DR/820, PC II
Numar metoda:	8141
Numar teste:	100
Nume metoda:	p-dimetilaminobenzaldehidă
Parametru:	Hidrazină
Platforma:	Soluție