



Plicuri cu reactiv pulbere pentru oxigen dizolvat 3, pachet de 100

Nr. produs:

98799

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanș pentru determinarea clorului total, cromului, glutaraldehidei și sulfitului.

Pentru determinarea oxigenului dizolvat prin metoda de titrare Winkler. Dimensiunea probei: 60 ml. Pachet cu 100 de plicuri cu pulbere.

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Domeniu de măsurare:	Intervale multiple
Numar metoda:	8209
Numar teste:	100
Nume metoda:	Winkler
Parametru:	Clor, crom, oxigen dizolvat, sulfit
Platforma:	Pernu#e cu pudră