



TNT TOC (metoda purjării), 0,3 - 20,0 mg/L C

Nr. produs:

2760345

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,3-20,0 mg/l C
Instrument:	DR 900
Necesitate digestie:	Da
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	10129
Numar teste:	25-50
Nume metoda:	Directă
Parametru:	Carbon organic total
Platforma:	Test 'N Tube