



Soluție etalon de siliciu, 1 mg/l sub formă de SiO₂ (NIST), 500 ml

Nr. produs: 110649
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Etalon de asigurare a calității analitice pentru un singur parametru.

Pentru verificarea preciziei în determinarea siliciului

Specificații

Cantitate:	500 mL
Concentrație:	1 mg/L SiO ₂
Descriere:	Soluție etalon de siliciu sub formă de SiO ₂ (NIST)
Parametru:	Siliciu
Platforma:	Solu#ie