



Soluție etalon de fosfat, 50 mg/l sub formă de PO₄ (NIST), 500 ml

Nr. produs: 17149
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Etalon de asigurare a calității analitice pentru un singur parametru.

Specificații

Cantitate:	500 mL 500
Concentrație:	50 mg/L PO ₄
Descriere:	Soluție etalon de fosfat, 50 mg/l PO ₄ (NIST), 500 ml
Parametru:	Fosfat
Platforma:	Solu#ie