



## Soluție etalon de acid sulfuric, 0,100 N (N/10), 1 l

Nr. produs:

20253

RON Preț (fără TVA):  
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru titrarea cu acizi-baze în biuretă, necesarul de clor și potențialul de formare a trihalometanului (THMFP).

---

### Specificații

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Concentrație:        | 0,100 N                                       |
| Descriere:           | Soluție etalon de acid sulfuric, 0,100 N, 1 l |
| Domeniu de măsurare: | 10 - 100                                      |
| Numar metoda:        | 8288 (Acid)                                   |
| Parametru:           | variază                                       |
| Platforma:           | Solu#ie                                       |
| Volum:               | 1 L                                           |