



Etalon de conductivitate de 1990 µS/cm; (995 mg/l TDS, 1000 mg/l NaCl), 1 l

Nr. produs: 210553
RON Preț (fără TVA): Contact
Expediere în 2 săptămâni

1000 mg/l NaCl. Pentru sonde de conductivitate.

Adecvată și pentru etalonarea aparatului de conductivitate, µS/cm (µmhos/cm).

Specificații

Cantitate:	1 L
Concentrație:	1990 µS/cm
Descriere:	Soluție etalon de clorură de sodiu, 1990 µS/cm (NIST), (995 mg/l TDS, 1000 mg/l NaCl), 1 l
Parametru:	Conductivitate
Platforma:	Solu#ie