



Etalon de control al calității pentru compuși anorganici din efluenți ape uzate, 500 ml

Nr. produs: 2833249
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Etalon de control al calității (compuși anorganici din efluenți ape uzate) pentru parametrii: amoniac, nitrat, fosfat, COD, sulfat și TOC.

Soluția etalon conține următoarele concentrații:

Amoniac 2,0 mg/l $\text{NH}_3\text{-N}$ / 2,1 mg/l $\text{NH}_4\text{-N}$

Nitrat 4,0 mg/l $\text{NO}_3\text{-N}$

Fosfat 2,0 mg/l PO_4

COD 25 mg/l O_2

Sulfat 50 mg/l SO_4

TOC 8 mg/l C

Specificații

Cantitate:	500
Concentrație:	Sulfat 50 mg/L SO_4^{2-}
Condiții de depozitare:	10 - 25 °C
Descriere:	Etalon de control al calității pentru compuși anorganici din efluenți ape uzate, 500 ml
Parametru:	Combinat
Platforma:	Soluție