



## **Soluție etalon de clor, 25-30 mg/l sub formă de $\text{Cl}_2$ , pachet de 20-fiole PourRite de 2 ml**

**Nr. produs:** 2630020

RON Preț (fără TVA): Contact  
Disponibil

Etalon de asigurare a calității analitice pentru un singur parametru.

---

### **Specificații**

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cantitate:    | 20 Fiole                                                                                     |
| Concentrație: | 25 – 30 mg/L $\text{Cl}_2$                                                                   |
| Descriere:    | Soluție etalon de clor, 25-30 mg/l sub formă de $\text{Cl}_2$ , fiole PourRite, pachet de 20 |
| Parametru:    | Clor                                                                                         |
| Platforma:    | Solu#ie                                                                                      |