



Soluție etalon de turbiditate Formazin, 4000 NTU, 100 mL

Nr. produs:

246142

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Soluția etalon de turbiditate poate fi diluată pentru a putea fi utilizată cu oricare turbidimetru Hach (TL23, TU52, 2100Q, 2100N, 2100AN series).

Specificații

Cantitate:	100 mL
Concentrație:	4000 NTU
Parametru:	Turbiditate
Platforma:	Solu#ie