



Kit de calibrare cu soluții standard de turbiditate Stablcal, 0 - 7500 NTU

Nr. produs:

2659505

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Șase soluții standard primare de formazină stabilizată, gata de utilizare. Setul include fiole sigilate din fiecare: <0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 1000 NTU, 4000 NTU, 7500 NTU. Kit de calibrare pentru turbidimetrele de laborator 2100AN, 2100AN IS, TL2350 și TL2360 IS.

Specificații

Cantitate:

6 per pachet

Concentrație:

< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU