



Calibration kit, Stablcal turbidity standards, 2100AN / AN IS turbidimeter, 100 mL bottles

Nr. produs:

2659510

RON Preț (fără TVA):

Contact

Nu este afișată data expirării

Produse periculoase



Ready for use, stabilised Formazine Primary Standards in bottles, Set: <0.1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU

Specificații

Cantitate:	Set of 6
Concentrație:	< 0,1, 20, 200, 1000, 4000, 7500 NTU
Condiții de depozitare:	5 °C - 25 °C
Descriere:	Stablcal Calibration Kit for 2100 AN / AN IS (100 mL Bottles)
Instrument:	2100 AN / AN IS
Parametru:	Turbidity
Platforma:	Soluție