



Soluție standard de turbiditate, formazină stabilizată Stablcal 20 NTU, 100 ml

Nr. produs:

2660142

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Soluție standard primară de formazină stabilizată, gata de utilizare, 20 NTU, recipient de 100 ml. Adecvată pentru toate turbidimetrele. Aprobare USEPA pentru calibrare.

Soluții de formazină precise, pre-amestecate

Folosind o tehnologie de producție brevetată, Hach prepară soluțiile standard Stablcal în concentrații precise, în cadrul unei game variate de concentrații - asigurând calibrări corecte ale turbidimetrului.

Pe baza soluțiilor standard primare de formazină

Soluțiile standard de formazină stabilizată Stablcal conțin același polimer de difuzie a luminii ca și soluțiile standard primare de formazină - și au aceleași performanțe.

Stabilitatea îmbunătățită economisește timp și muncă

Deși soluțiile standard primare de formazină pot fi preparate direct în laborator, procesul este dificil și consumă timp - iar soluțiile standard diluate nu sunt stabile. Stablcal este o versiune stabilizată de formazină - ce oferă rezultate repetabile, fără timpul și efortul necesare pentru soluțiile standard pregătite în laborator.

Încredere în rezultate

Hach a fost prima companie care a utilizat formazina ca soluție standard de turbiditate în industria apei potabile, în urmă cu mai mult de 40 ani. Soluțiile standard Stablcal se bazează pe decenii de experiență în măsurarea turbidității.

Specificații

Concentrație: 20 NTU

Platforma: Solu#ie