



Soluție etalon de turbiditate Stablcal, 0,50 NTU, 100 mL

Nr. produs:

2698042

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Soluție etalon principală stabilizată Formazin, gata de utilizare, 0,50 NTU, recipient de 100 mL.

Soluții Formazin precise pre-amestecate

Folosind o tehnologie de producție brevetată, Hach prepară soluțiile etalon Stablcal în concentrații precise, în cadrul unei game variate de concentrații - asigurând calibrări corecte ale turbidimetrului.

Pe baza soluțiilor etalon principale Formazin

Soluțiile etalon stabilizate Formazin Stablcal conțin același polimer de difuzare a luminii ca și soluțiile etalon de turbiditate principale Formazin - și au aceleași performanțe.

Stabilitatea îmbunătățită economisește timp și muncă

Deși soluțiile etalon principale Formazin pot fi preparate direct în laborator, procesul este dificil și consumă timp - iar soluțiile etalon diluate nu sunt stabile. Stablcal este o versiune stabilizată de Formazin - ce oferă rezultate repetabile, fără timpul și efortul necesare pentru soluțiile etalon pregătite în laborator.

Încredere în rezultate

Hach a fost prima companie care a utilizat Formazin ca soluție etalon de turbiditate în industria apei potabile, în urmă cu mai mult de 40 ani. Soluțiile etalon Stablcal se bazează pe decenii de experiență în măsurarea turbidității.

Specificații

Cantitate:	100 mL
Concentrație:	0,5 NTU
Platforma:	Solu#ie