



Kit de calibrare cu fiolă Stablcal, formazină, pentru turbidimetrul portabil 2100Q/QIS

Nr. produs:

2971205

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Kit soluție standard de calibrare pentru turbidimetrul portabil 2100Q/QIS. Setul cu fiolă conține soluții standard de formazină în concentrații de: 10, 20, 100, 800 NTU.

Soluții de formazină precise, pre-amestecate

Pe baza soluțiilor standard primare de formazină

Stabilitatea îmbunătățită economisește timp și muncă

Încredere în rezultate

Specificații

Concentrație: 20, 100, 800, 10 NTU (pentru verificare)