



Kit cu standarde secundare SpecCheck din gel, Clor LR, DPD, 0-2,0 mg/L Cl₂

Nr. produs: 2635300

RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Soluții etalon de gel solid gata de utilizare pentru verificarea instrumentelor în laborator și pe teren.

Kiturile cu etaloane secundare SpecCheck gata de utilizare includ patru celule etanșe din sticlă de 10 mL (1 inch) cu un martor și trei etaloane diferite situate în intervalul de testare tipic, instrucțiuni, cutie de plastic și Certificat de analiză.

Etaloanele SpecCheck sunt formulate de computer și au o durată de valabilitate de doi ani de la data fabricației.

Specificații

Cantitate:	Set de 4 fiole
Concentrație:	0 – 2.0 mg/L Cl ₂
Descriere:	Kit de etaloane secundare de gel SpecCheck - valori reduse de clor, DPD
Instrument:	Include valorile pentru toate instrumentele
Nume metoda:	DPD
Parametru:	Clor