



Plicuri cu reactiv pulbere, NitriVer 3, nitrit, 25 ml, pachet de 1000

Nr. produs:

1406528

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachet etanș pentru determinarea azotului, nitrit. Probă de 25 ml, pachet de 1000

Specificații

Cantitate:	1000 per pachet
Descriere:	Plicuri cu reactiv pulbere NitriVer 3 pentru nitrit, 25 ml
Domeniu de măsurare:	0,02-0,300 mg/l NO ₂ ⁻ -N
Instrument:	DR/2000, DR/3000
Numar metoda:	8507
Numar teste:	1000
Nume metoda:	Diazotare
Platforma:	Pernu#e cu pudră