



Azot, total, TNT, 2 - 150 mg/L N

Nr. produs:

2714100

RON Preț (fără TVA):

Contact

Expediere în 2 săptămâni

Produse periculoase



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube. 25-50 teste

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Condiții de depozitare:

10 - 25 °C

Domeniu de măsurare:

2-150 mg/l N

Instrument:

DR 900

Necesitate digestie:

Da

Note speciale:

Setul constă din 2 cutii: 27140-45 și 26721-45

27140-45 = soluție de reactiv hidroxid pentru azot total (2714045), plicuri cu persulfat pulbere (2671846)

26721-45 = soluție de reactiv acid C pentru azot total (2672145), plicuri cu reactiv disulfid A pulbere (2671946), plicuri cu reactiv B indicator (2672046)

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Numar metoda:

10072

Numar teste:

25-50

Nume metoda:

Digestie cu persulfat

Parametru:

Azot, total

Platforma:

Test 'N Tube