



Be Right™



Soluție etalon de acid sulfuric, 5,25 N, 100 ml MDB

Nr. produs:

244932

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Utilizată pentru digestia probelor și ajustări ale pH-ului.

Specificații

Concentrație:	5,25 N
Descriere:	Soluție etalon de acid sulfuric, 5,25 N, 100 ml
Numar teste:	Varies
Parametru:	variază
Platforma:	Solu#ie
Volum:	100 mL