



Plicuri cu reactiv pulbere PhosVer 3 pentru fosfat (pachet de 100)

Nr. produs:

220999

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanș pentru determinarea fosfatului, metoda cu acid ascorbic. Pentru probă de 5 ml.

Specificații

Cantitate:	100 per pachet
Numar teste:	100
Nume metoda:	Acid ascorbic
Parametru:	Fosfat
Platforma:	Pernu#e cu pudră