



Fosfat, orto, TNT, 0,06 - 5,00 mg/L PO₄

Nr. produs:

2742545

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Test cuvetă (Ø 16 mm) complet echipat cu toți reactivii, optimizat pentru rezultate sigure ale măsurătorilor și ușurință de manevrare. TNT = Test 'N Tube. 25-50 de teste.

Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.

Specificații

Domeniu de măsurare:	0,06-5,00 mg/l PO ₄
Instrument:	DR 900
Note speciale:	Produsele TNT de 16 mm pot fi evaluate doar pe DR900. Dacă aveți întrebări, contactați echipa locală de asistență tehnică.
Numar metoda:	8048
Numar teste:	25-50
Nume metoda:	Acid ascorbic
Parameter:	Reactive (Orthophosphate)
Parametru:	Fosfat, orto
Platforma:	Test 'N Tube