



Reactiv molibdovanadat soluție (500 ml)

Nr. produs:

2076049

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Pentru determinarea ortofosfatului, 0,3-45,0 mg/l PO₄

Specificații

Cantitate:	500 mL
Domeniu de măsurare:	0,3-45,0 mg/l PO ₄
Instrument:	Toate, exceptând DR/850, DR/820, PC II
Numar metoda:	8114
Numar teste:	250
Nume metoda:	Molibdovanadat
Parametru:	Fosfor
Platforma:	Solu#ie