



Plicuri cu reactiv pulbere pentru fosfat 0,02-2,50 mg/l PO₄

Nr. produs:

212528

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil

Produse periculoase



Reactiv pulbere în pachete etanș pentru determinarea ortofosfatului. Pentru probe de 25 ml. Pachet de 1000.

Specificații

Cantitate:	1000 per pachet
Domeniu de măsurare:	0,02-2,50 mg/l PO ₄
EPA compliant:	Da
Instrument:	DR/3000, DR/2000
Numar metoda:	8048
Numar teste:	1000
Nume metoda:	Acid ascorbic
Parametru:	Fosfat
Platforma:	Pernu#e cu pudră