



Accuvac pentru fosfat PhosVer, 0,02-2,50 mg/l PO₄

Nr. produs:

2508025

Produse periculoase

RON Preț (fără TVA):

Contact

Disponibil



Fiolele Accuvac conțin cantitatea exactă de reactiv pentru un singur test și pot fi utilizate ca o cuvă de măsurare. Pentru determinarea orto-fosfatului prin metoda cu acid ascorbic. Pachet de 25.

Specificații

Cantitate:	25 per pachet
Domeniu de măsurare:	0,02-2,50 mg/l PO ₄
Instrument:	Toate, exceptând DR/820
Numar metoda:	8048
Numar teste:	25
Nume metoda:	Acid ascorbic
Parametru:	Fosfat, orto
Platforma:	Accuvac