



## Set de reactivi pentru clor total, pentru analizorul de clor CL17/CL17sc

**Nr. produs:**

**2557000**

RON Preț (fără TVA):  
Disponibil

Contact

Produse periculoase



### Conceput pentru a îndeplini cele mai stricte standarde de calitate

Setul de reactivi pentru clor total este utilizat cu analizoarele Hach CL17/CL17sc, precum și pentru metodele de analiză în masă. Reactivii Hach garantează rezultate precise și consecvente.

#### Setul de reactivi pentru clor total este alcătuit din:

- o sticlă de 24 grame cu compus DPD
- o sticlă de 473 grame cu soluție indicatoare pentru clor total
- o sticlă de 473 grame cu soluție tampon pentru clor total

Doriți să simplificați comandarea reactivilor? Întrebați-vă reprezentantul Hach despre programul nostru de livrare simplă automată pentru reactivii și seturile de reactivi Hach CL17.

\* Acest produs nu a fost evaluat pentru testarea clorului și a cloraminelor în aplicațiile medicale din Statele Unite.

## Specificații

|                         |                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condiții de depozitare: | Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. A se proteja de umezeală. |
| Conținutul cutiei:      | Compus DPD, 24 g                                                                                             |
|                         | Soluție indicatoare pentru clor total, 473 mL                                                                |
|                         | Soluție tampon pentru clor total, 473 mL                                                                     |
| Domeniu de măsurare:    | 0,03 - 5,00 mg/L $\text{Cl}_2$ pentru CL17, 0,03 - 10,00 mg/L $\text{Cl}_2$ pentru CL17sc                    |
| Instrument:             | CL17/CL17sc                                                                                                  |
| Numar metoda:           | 8370                                                                                                         |
| Numar teste:            | 450                                                                                                          |
| Nume metoda:            | DPD                                                                                                          |
| Parametru:              | Clor, total                                                                                                  |

---

## Conținutul cutiei

Compus DPD, 24 gSoluție indicatoare pentru clor total, 473 mL  
Soluție tampon pentru clor total, 473 mL