



Set de reactivi pentru duritate (valori ultrascăzute), plicuri cu soluție

Nr. produs:

2603100

RON Preț (fără TVA):
Disponibil

Contact

Produse periculoase



Pentru determinarea valorilor ultrascăzute ale durității, metoda cu Clorofosfonazo.

Set de reactivi, determinarea valorilor ultrascăzute ale durității prin metoda cu Clorofosfonazo. Metoda Hach 8374. Interval: 4-1000 ug/l Ca și Mg sub formă de CaCO₃. Soluția de reactiv Clorofosfonazo este ambalată în plicuri cu doze unități de soluție. (100 de teste).

Specificații

Caracteristici speciale:	Reagent set, Pillows
Domeniu de măsurare:	8 - 1000 µg/L CaCO ₃
Instrument:	Toate, exceptând DR/800, PC II
Numar metoda:	8374
Numar teste:	100
Nume metoda:	Clorofosfonazo
Parametru:	Duritate
Platforma:	Solu#ie