



Pernuțe de soluție tampon nutrient BOD, 300 mL, 50/pachet

Nr. produs: 1416066
RON Preț (fără TVA): Contact
Disponibil

Reactivi BOD

Pentru pregătirea apei de diluție BOD5. Fiecare pernuță combină soluția tampon specificată APHA și nutrienții pentru pregătirea a 300 mL de apă de diluție. Pachet cu 50 de pernuțe.

Specificații

Aplicatie:	Pregătirea apei de diluție
Cantitate:	50 buc.
Descriere:	Nutrienți și soluție tampon
Formula:	Nutrienți și soluție tampon
Package settings:	Pernuțe de pudră
Parametru:	BOD
Platforma:	Pernu#e cu pudră
Unitate:	50/pk

Accesorii necesare

- Capsulă de însămânțare BOD, Polyseed, pachet 50 capsule (Item 2918700)
- Soluție standard BOD, 300 mg/L, pachet de 16 fiole Voluette de 10 mL (Item 1486510)
- Inhibitor de nitrificare BOD, Formula 2533, TCMP, 35 g (Item 253335)