



Be Right™



Soluție etalon de sulfat, 1000 mg/l sub formă de SO₄ (NIST), 500 ml

Nr. produs: 2175749

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Etalon de asigurare a calității analitice pentru un singur parametru.

Pentru verificarea preciziei în determinarea sulfatului

Specificații

Cantitate:	500 mL 500
Concentrație:	1000 mg/L SO ₄
Descriere:	Soluție etalon de sulfat, 1000 mg/l SO ₄ (NIST), 500 ml
Parametru:	variază
Platforma:	Solu#ie