



Soluție de umplere, Referință, 3 M KCl, 250 mL

Nr. produs: LZW9500.99

RON Preț (fără TVA): Contact

Disponibil

Soluție de umplere pentru elementul de referință al electrodului, clorură de potasiu (KCl), 3 M, recipient de 250 mL

Specificații

Cantitate:	250 mL
Descriere:	PHC805, 5014T, 5021T, 5057, 5208, 5209, 5015T
Formula:	KCl 3M
Platforma:	Solu#ie
Solution Type:	Reumplere